

# SAE-Präzisions-Parallelometer

Made in Germany

## SAE-Präzisions-Parallelometer

In dem SAE-Präzisions-Parallelometer wurden nur hochwertigste Komponenten eingebaut.

- Umlaufende Kugelsätze innerhalb des gesamten Systems
- Spielfreie Führung
- Exaktes Arbeiten möglich
- Lange Lebensdauer
- Linearführungen mit lebenslanger eingebauter Schmierung

**SAE-Präzisions-Parallelometer:  
Art.-Nr. 40-3000**



### Zubehör für SAE-Präzisions-Parallelometer

- |         |   |
|---------|---|
| 40-3001 | 1. SAE-Graphitminenhalter<br>Ø 3,0 mm außen/ Ø 2,0 mm innen |
| 40-3002 | 2. SAE-Wachsschaber 0°, Ø 2,0 mm                            |
| 40-3003 | 3. SAE-Wachsschaber 2°, Ø 2,0 mm                            |
| 40-3004 | 4. SAE-Graphitmine 2,0 mm, 10er Pack                        |
| 20-1028 | 5. Modellhalter für EDM 2000                                |