


SAE-Präzi-T-2000-Präzisionsgeschiebe SAE-Precision-T-Attachment 2000




**Das Präzisions-T-Geschiebe mit steuerbarer
parallelfächiger Aktivierungsmöglichkeit der Geschiebelamel-
len durch Doppelkonus-Prinzip**

**The Precision-T-Attachment enables controlled
parallel activation of the laminated attachment parts
through the principle of employing a double cone.**


SAE-Präzi-T-2000-Präzisionsgeschiebe

Präzi-T-Geschiebe für die funkenerosive Verarbeitung in Titan + Gold


► Komplettpackung Titan




► Komplettpackung Gold



► Verbrauchsmaterialien



► Elektrodenaufnahmen



SAE-Precision-T-Attachment 2000



Precision-T-Attachment for spark erosion technique in titanium and gold

► Komplettpackung Titan

30-3901 Komplettpackung 45° Titan
30-3943 Komplettpackung 90° Titan
Inhalt: 2x Patrize komplett montiert,
Titan, 45° bzw. 90°,
2x Kunststoffmodellierter Teil, grün

► Complete Kit in Titanium

complete kit 45° titanium
complete kit 90° titanium
contents: two complete attachments
in titanium 45° or 90°
two plastic wax-up aids,
green

► Confezione completa titanio

Confezione completa 45° titanio
Confezione completa 90° titanio
Contiene: 2 matrici negative
completamente montate,
titanio, 45° o 90°
2 preformati calcinabili,

► Komplettpackung Gold

30-3922 Komplettpackung 45° Gold
30-3952 Komplettpackung 90° Gold
Inhalt: 2x Patrize komplett montiert,
Gold, 45° bzw. 90°,
2x Kunststoffmodellierter Teil, grün

► Complete Kit in Gold

complete kit 45° gold
complete kit 90° gold
contents: two complete attachments
in gold 45° or 90°
two plastic wax-up aids,
green

► Confezione completa oro

Confezione completa 45° oro
Confezione completa 90° oro
Contiene: 2 matrici negative
completamente montate,
oro, 45° o 90°
2 preformati calcinabili,
di colore verde

► Verbrauchsmaterialien

30-1120 1. Kunststoffmodellierter Teil für
Präzi-T-2000
30-1129 2. Kupferelektrode für ca.
15 Erosionen

► Accessories

1. plastic wax-up aid for
Precision-T-2000
2. copper electrode for
approx. 15 erosions

► Materiali di consumo

1. Elemento calcinabile per
Präzi-T-2000
2. Elettrodo rame per ca.
15 erosioni

► Elektrodenaufnahmen für

30-2610 1. Funkerosionsmaschine
Typ EDM 2000
30-1145 2. Funkerosionsmaschine
Typ 100 und 1000

► Electrode Holders for

1. Spark Erosion Unit
Type EDM 2000
2. Spark Erosion Unit
Type 100 and 1000

► Porta-elettrodi per

1. Macchina di elettroerosione
tipo EDM 2000
2. Macchina di elettroerosione
tipo 100 e 1000

SAE-Präzi-T-2000-Präzisionsgeschiebe

Präzi-T-Geschiebe für konventionelle Verarbeitung in Titan + Gold
Matrize zum Angießen

▶ Matrize – HSL




▶ Parallel – Fixator für Matrize



▶ Komplettpackung Titan



▶ Komplettpackung Gold



SAE-Precision-T-Attachment 2000



Precision-T-Attachment for the conventional fabrication in titanium and gold with cast to matrix

▶ **Matrize – HSL**
30-3935 Matrize – HSL

▶ **Matrix – HSLA Steel**
Matrix – HSLA

▶ **Matrice – HSL**
Matrice – HSL

▶ **Parallel – Fixator für Matrize**
30-3936 Parallel – Fixator

▶ **Paralleling Mandrel for Matrix**

▶ **Dispositivo per il fissaggio tramite parallelometro**
Dispositivo per il fissaggio tramite parallelometro

▶ **Komplettpackung Titan**
30-3902 Komplettpackung 45° Titan
30-3942 Komplettpackung 90° Titan
Inhalt: 2x Matrize komplett montiert, Titan, 45° bzw. 90°,
2x HSL-Matrize
Retentionskappe = Titan

▶ **Complete Kit in Titanium**
complete kit 45° titanium
complete kit 90° titanium
contents: two complete attachments in titanium 45° or 90°
two matrices in HSLA
female sleeve in titanium

▶ **Confezione completa titanio**
Confezione completa 45° titanio
Confezione completa 90° titanio
Contiene: 2 matrici negative, completamente montate, titanio, 45° o 90°,
2 matrici HSL
Cappuccio di ritenzione = titanio

▶ **Komplettpackung Gold**
30-3923 Komplettpackung 45° Gold
30-3953 Komplettpackung 90° Gold
Inhalt: 2x Matrize komplett montiert, Gold, 45° bzw. 90°,
2x HSL-Matrize
Retentionskappe = Titan


▶ **Complete Kit Gold**
complete kit 45° gold
complete kit 90° gold
contents: two complete attachments in gold 45° or 90°
two matrices in HSLA
female sleeve in titanium

▶ **Confezione completa oro**
Confezione completa 45° oro
Confezione completa 90° oro
Contiene: 2 matrici negative, completamente montate, oro, 45° o 90°,
2 matrici HSL
Cappuccio di ritenzione = titanio

SAE-Präzi-T-2000 Präzisionsgeschiebe

Präzi-T-Geschiebe / Patrize komplett und Einzelteile

▶ Patrize komplett Titan/Gold



▶ Patrize Titan/Gold



▶ Retentionskappe Titan



▶ Schrauben/Konus



SAE-Precision-T-Attachment 2000



Precision-T-Attachment / Complete Attachments and Components

▶ Patrize komplett Titan/Gold

- | | | |
|---------|-----------------------------|-----|
| 30-3900 | 1. Patrize kompl. Titan 45° | |
| 30-3941 | Patrize kompl. Titan 90° | |
| 30-3921 | 2. Patrize kompl. Gold* | 45° |
| 30-3951 | Patrize kompl. Gold* | 90° |

*Retentionskappe, Schrauben und Konus = Titan

▶ Complete Attachment Titanium/Gold

- complete attachment 45° titanium
complete attachment 90° titanium
- complete attachment 45° gold*
complete attachment 90° gold*

* female sleeve, screws and cone in titanium

▶ Matrice negativa completa titanio/oro

- Patrice negativa compl. titanio 45°
Patrice negativa compl. titanio 90°
- Patrice negativa compl. oro 45°
Patrice negativa compl. oro 90°

* Cappuccio di ritenzione, viti e cono = titanio

▶ Patrize Titan/Gold

- | | |
|---------|----------------------|
| 30-3910 | 1. Patrize Titan 45° |
| 30-3940 | Patrize Titan 90° |
| 30-3930 | 2. Patrize Gold 45° |
| 30-3950 | Patrize Gold 90° |

▶ Male Component Titanium/Gold

- male 45° titanium
male 90° titanium
- male 45° gold
male 90° gold

▶ Patrice negativa titanio/oro

- Patrice negativa titanio 45°
Patrice negativa titanio 90°
- Patrice negativa oro 45°
Patrice negativa oro 90°

▶ Retentionskappe Titan

- | | |
|---------|-----------------------|
| 30-3911 | Retentionskappe Titan |
|---------|-----------------------|

▶ Female Sleeve in Titanium

female sleeve, titanium

▶ Cappuccio di ritenzione titanio

Cappuccio di ritenzione titanio

▶ Schrauben/Konus

- | | |
|---------|-------------------------------|
| 30-3912 | 1. Aktivierkonus Titan |
| 30-3913 | 2. Aktivierschraube Titan |
| 30-3914 | 3. Befestigungsschraube Titan |

▶ Screws and Cone

- activating cone, titanium
- activating screw, titanium
- retention screw, titanium

▶ Viti/cono

- Cono di attivazione titanio
- Vite di attivazione titanio
- Vite di fissaggio titanio



SAE DENTAL VERTRIEBS GMBH
- INTERNATIONAL -

Postfach 10 07 60 · 27507 Bremerhaven · Langener Landstraße 173 · 27580 Bremerhaven
Tel.: ++49 (0)471 9 84 87 45 · Fax: ++49 (0)471 9 84 87 44
E-Mail: info@sae-dental.de · Internet: www.sae-dental.de