

Комбинированный несъёмный / съёмный зубной протез с САЕ-искровой эрозией



Случай 4
Телескопический зубной протез из CoCrMo с управляемой фрикцией - естественно эстетично



Телескопический зубной протез из НБМ- CoCrMo с управляемой фрикцией за счет SAE-искровой эрозии



Телескопический зубной протез изготовлен по методу искровой эрозии SAE, без пайки из одного легирующего компонента CoCrMo – безникелевый-биосовместимый. Применялась современная SAE-техника цельнолитного модельного литья.



Естественное эстетичное оформление с долговечной композитной облицовкой без бляшек. Превосходный комфорт ношения за счет мостовидной формы. Долговременное действие фриктивной сцепки за счет фрикционных штифтов. Беспроблемное введение и снятие для пациента.



Отпрепарированные зубные культи



Зацементированные первичные коронки

