


# САЕ-Горизонтальная центрифуга для формостабильной Мастер- модели

Made in Germany



Распилочная модель



Мастер-модель



Имплантатная модель

## САЕ-Горизонтальная центрифуга для беспузырьковой модели из эпоксидной смолы

### Технические данные:

- Габариты: Ширина: 62 см, Глубина: 35 см (закрытая) / 55 см (открытая)
- Вес: 45 кг
- Мощный DC-мотор с 240 В
- Число оборотов центрифуги устанавливается от 0 – 500 об/мин
- применима в по всему миру благодаря высокоэффективному (до 87%) импульсному блоку питания
- входное напряжение: 85 – 264 VAC @ 47 - 63 HZ или 120 – 370 VDC
- Максимальный расход мощности: 336 В



САЕ-Горизонтальная центрифуга: артикул № - 55-0780



SAE DENTAL VERTRIEBS GMBH

Langener Landstraße 173 · D-27580 Bremerhaven  
Tel.: +49 (0)471 9 84 87 45 · Fax: +49 (0)471 9 84 87 44  
E-Mail: info@sae-dental.de · Internet: www.sae-dental.de