


SAE-Horizontalschleuder für das formkonstante Meistermodell

Made in Germany



Sägemodell



Mastermodell




Implantatmodell

SAE-Horizontalschleuder für das blasenfreie Epoxydharzmodell

Technische Daten:

- Abmessungen:
B: 62cm T: 51cm H: 35cm (geschlossen) / 55cm (offen)
- Gewicht: 45 kg
- Kräftiger DC-Motor mit 240 W
- Drehzahl Zentrifuge einstellbar von 0 - 500 U/min
- Weltweit einsetzbar Dank hoch effizientem (bis 87%) Schaltnetzteil
- Eingangsspannung:
85 - 264 VAC @ 47 - 63 HZ oder 120 - 370 VDC
- Maximale Leistungsaufnahme: 336 W

SAE-Horizontalschleuder: Art.-Nr. 55-0780



SAE DENTAL VERTRIEBS GMBH

Langener Landstraße 173 · D-27580 Bremerhaven
Tel.: +49 (0)471 9 84 87 45 · Fax: +49 (0)471 9 84 87 44
E-Mail: info@sae-dental.de · Internet: www.sae-dental.de